

Hygienetipps für Wasserspender

Regelmäßige Wartung

Die regelmäßige Wartung des Watercoolers durch revos Fachpersonal ist das A & O der Hygiene. Im Rahmen der Wartung wird das gesamte Innenleben des Wasserspenders gereinigt und desinfiziert, bzw. ausgetauscht (Modellabhängig). Nach Abschluss eines Wartungsvertrages führt revos die Reinigung des Gerätes automatisch innerhalb der vereinbarten Intervalle durch. Sollten Sie Ihr Gerät für längere Zeit außer Betrieb nehmen, muss vor Wiedereinsatz eine Wartung durchgeführt werden.

Neben der professionellen Wartung des Wasserspenders können Sie selber ganz einfach zur Hygiene an Ihrem Gerät beitragen. Beachten Sie dabei bitte folgendes:

Standortwahl

Bei Aufstellung eines Wasserspenders und Lagerung der Flaschen vermeiden Sie bitte eine direkte Sonneneinstrahlung. In der Nähe von Gerät und Flaschen sollten sich keine Chemikalien (z. B. Farben und Lacke) oder Pflanzen befinden. Bitte lagern Sie weder volle noch leere Bottles im Freien. Stark verschmutztes Leergut kann unter Umständen nicht zurückgenommen werden.

Das Wasser hat ein Mindesthaltbarkeitsdatum von 1 Jahr. Die MHDs sind auf den Flaschen aufgedruckt. Eine angebrochene Flasche Wasser können Sie bedenkenlos 4 – 6 Wochen auf dem Wasserspender belassen.

Bottle-Wechsel

1. Leere Bottle vom Cooler entfernen und den Wasserwächter mit Desinfektionsspray einsprühen – 10 Minuten einwirken lassen
2. Verschluss-Siegel der Bottle entfernen
3. Verschluss der Bottle mit Desinfektionsspray einsprühen – 10 Minuten einwirken lassen und neue Bottle auf den Cooler setzen



Regelmäßige Hygienemaßnahmen

- Täglich: Leichtes Besprühen der Wasserhähne mit Desinfektionsspray (siehe Abb. A)
- Je nach Häufigkeit: Ausleeren und Reinigen der Tropfschale (siehe Abb. B)
- Äußere Kontrolle auf Verunreinigung (inkl. Becherhalter); ggf. mit Reinigungsmittel säubern

